





RECOMIENDA LA OPCIÓN INTERDENTAL PERFECTA PARA CADA PACIENTE

¡3 SENCILLOS PASOS!


para una rutina de higiene oral completa



SEDAS Y APLICADOR DE SEDA: GUM EASY-FLOSSERS



Aplicador de seda extra resistente y con cera.



ENCÍAS SANAS

PREVENCIÓN

CASOS DE APIÑAMIENTO

Sabor a menta


Un solo uso

Incluye estuche viaje

PALILLOS INTERDENTALES: GUM SOFT-PICKS



Filamentos de goma suaves, flexibles y de punta cónica para mayor comodidad.



ENCÍAS SANAS

PREVENCIÓN

GINGIVITIS


ORTODONCIA

3 tamaños

Un solo uso

Incluye estuche viaje

CEPILLOS INTERDENTALES: GUM TRAV-LER



GINGIVITIS

PERIODONTITIS


PUENTES O IMPLANTES

Hasta 1 semana de uso

9 tamaños

Incluye capuchón protector

CEPILLOS INTERDENTALES: GUM BI-DIRECTION



GINGIVITIS

PERIODONTITIS

PUENTES O IMPLANTES

DIFICULTADES EN EL MANEJO

Hasta 1 semana de uso

3 tamaños

Incluye capuchón protector

Se ha demostrado que los palillos interdentales son igual de eficaces que los cepillos interdentales en la eliminación de placa interdental.*

* F. Graziani et al. (2017) Interdental plaque reduction after use of different devices in young subjects with intact papilla: A randomized clinical trial.