



GUM® SOFT-PICKS®

Interdentalreinigung - metallfrei



	GUM® SOFT-PICKS® MINTY	GUM® SOFT-PICKS® PRO
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Gründliche Plaque-Entfernung • Weiche Filamente reinigen sanft, sicher und gründlich - auch bei empfindlichem Zahnfleisch • Förderung der Durchblutung durch Massageeffekt 	
Weitere Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet zur Implantat- und KFO-Pflege • Für Einsteiger in die Interdentalreinigung 	
Größen	Small (PZN 18855469) Medium (PZN 18855475) Large (PZN 18855498)	Small (PZN 18468318) Medium (PZN 18468347) Large (PZN 18468293)
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders angenehmes Anwendungsgefühl • Für unterschiedliche Zwischenraumgrößen geeignet (durch konische Form und flexible Elastomerfilamente) • Mit Reiseetui • Geringere Verletzungsgefahr gegenüber Interdentalbürsten mit Draht • Einfachere Handhabung gegenüber Zahnseide 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibler Griffbereich für eine bessere Erreichbarkeit aller Interdentalräume • Rutschsicherer Griff für eine bessere Kontrolle während der Anwendung • Mit erfrischendem Minzgeschmack 	<ul style="list-style-type: none"> • 152 flexible Elastomerfilamente sorgen für eine softe und gründliche Reinigung • Einfache Erreichbarkeit der hinteren Interdentalräume durch die gebogene Form 
Sonstiges	Latex- und silikonfrei: Sicher für Allergiker	




Art.-Nr. T36 10/2024

GUM® TRAV-LER®

Interdentalraumpflege
leicht gemacht



GUM® TRAV-LER® Interdentalbürsten			
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Interdentalbürsten zur gründlichen Plaque-Entfernung – klinisch getestet • Reduktion von Zahnfleischentzündungen 		
Weitere Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Implantat- und KFO-Pflege • Bei Gingivitis und Parodontitis 		
Größen	<table border="0"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● hellblau (0,4 mm; PZN 11348114) ● rot (0,46 mm; PZN 9714445) ● orange (0,5 mm; PZN 9714422) ● grün (0,5 mm; PZN 9714391) ● violett (0,6 mm; PZN 9714416) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● gelb (0,6 mm; PZN 9714356) ● pink (0,7 mm; PZN 9714439) ● blau (0,7 mm; PZN 9714333) ● grau (0,84 mm; PZN 9714362) ● dunkelgrau (2,6 mm; PZN 916333293) </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ● hellblau (0,4 mm; PZN 11348114) ● rot (0,46 mm; PZN 9714445) ● orange (0,5 mm; PZN 9714422) ● grün (0,5 mm; PZN 9714391) ● violett (0,6 mm; PZN 9714416) 	<ul style="list-style-type: none"> ● gelb (0,6 mm; PZN 9714356) ● pink (0,7 mm; PZN 9714439) ● blau (0,7 mm; PZN 9714333) ● grau (0,84 mm; PZN 9714362) ● dunkelgrau (2,6 mm; PZN 916333293)
<ul style="list-style-type: none"> ● hellblau (0,4 mm; PZN 11348114) ● rot (0,46 mm; PZN 9714445) ● orange (0,5 mm; PZN 9714422) ● grün (0,5 mm; PZN 9714391) ● violett (0,6 mm; PZN 9714416) 	<ul style="list-style-type: none"> ● gelb (0,6 mm; PZN 9714356) ● pink (0,7 mm; PZN 9714439) ● blau (0,7 mm; PZN 9714333) ● grau (0,84 mm; PZN 9714362) ● dunkelgrau (2,6 mm; PZN 916333293) 		
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Anwendungskomfort: Flexibler, ergonomischer Griff und rutschsichere Fingerauflage • Hohe Reinigungsleistung: Durch innovative Dreiecks-Borstenstruktur • Bürstenhals kann um 45 Grad gebogen werden: Schwer zugängliche Bereiche können einfach erreicht werden • Sichere Anwendung: Nylonummantelter Draht verhindert Zahnfleischverletzungen und Implantatschädigungen • Patentierter Borstenschutz mit CHX: Kein Bakterienwachstum auf der Interdentalbürste • Jede Bürste mit Schutzkappe: Schützt die Interdentalbürste und dient als Griffverlängerung 		
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • In Tannenform (für Frontzähne und KFO-Apparaturen) und Kerzenform (für Seiten- und Backenzähne) erhältlich 		



Bis zu 25% bessere Plaqueentfernung durch innovative Dreiecks-Borstenstruktur.



Antibakterieller Schutz mit CHX

SUNSTAR Deutschland GmbH

Tel. +49 7673 885 10855 · Fax +49 7673 885 10844

service@de.sunstar.com

professional.SunstarGUM.com/de