

Utilisez nos brochettes ou bâtonnets interdentaires avant de vous brosser les dents.

C'est simple comme 1-2-3



1
NETTOYER
ENTRE LES DENTS



2
BROSSER
LES DENTS



3
RINCER

Comment NETTOYER ENTRE ?

Brossez délicatement entre vos dents avec un léger mouvement de va-et-vient.

Si la brochette ou le bâtonnet bloque, vous pourriez avoir besoin d'utiliser une taille légèrement inférieure.

GUM TRAV-LER
est disponible
en 10 tailles



GUM BI-DIRECTION
est disponible
en 5 tailles



GUM SOFT-PICKS
est disponible
en 3 tailles



PLUS D'INFORMATIONS
sur les bénéfices
du nettoyage entre les dents

SUNSTAR FRANCE

105 rue Jules Guesde - 92300 Levallois-Perret

E-mail : contact@fr.sunstar.com

SunstarGUM.fr



BCITD2401 - 09/24

Vos dents ne sont pas
vraiment propres
sauf si vous

NETTOYEZ ENTRE



G·U·M®

**DES SOINS
ESSENTIELS**

Vous nettoyez
régulièrement
entre tout cela...



**ET
ENTRE
VOS
DENTS ?**

**Pour nettoyer
EFFICACEMENT
& EN DOUCEUR**

entre vos dents, là où
la brosse à dents ne va pas


**GUM® TRAV-LER®
GUM® BI-DIRECTION**

En cas de problèmes de gencives

Manche flexible

Tête inclinable
à 90°

Jusqu'à **+25%**
de plaque éliminée
EN PLUS,
comparé à un brossage
des dents seul*



GUM SOFT-PICKS® PRO

En prévention quotidienne



NOUVEAU

Nettoyage
+50%
Supérieur**



Les brochettes et bâtonnets interdentaires passent délicatement entre les dents permettant d'éliminer efficacement et en douceur les résidus alimentaires et la plaque à l'origine de la mauvaise haleine, mais surtout des caries et des problèmes de gencives.

*étude interne Sunstar - **vs GUM SOFT-PICKS ADVANCED